



## WTW SenTix® 41-3

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 3 m Kabel

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	HT-0009
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618121636
EAN	4066292542587
Bruttogewicht	0.33
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.28000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.10500 m
Verpackungsvolumen	0.00176400 ccm
Zolltarifnummer	90279000

