



WTW SenTix[®] 60

Artikelbilder



Beschreibung

Glas-pH-Elektrode mit Flüssigelektrolyt, S7 Steckkopf, Länge 120 mm. Ohne Anschlusskabel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0011
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618113639
EAN	4058072177218
Bruttogewicht	0.15
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

