



WTW SenTix® 82

Artikelbilder

Beschreibung

Glas-pH-Elektrode, Flüssigelektrolyt, integriertem Temperaturfühler, BNC-Stecker und Bananen-Stecker, Länge 120 mm, 1 m Kabel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0015
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618141016
EAN	4066292542624
Bruttogewicht	0.17
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

