



WTW SenTix® H

Artikelbilder



Beschreibung

Präzisions-pH-Elektrode mit Schliffdiaphragma für Hochalkalibereich und hohe Salzkonzentrationen, Länge 165 mm. Mit S7-Steckkopf, ohne Anschlusskabel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0016
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618113644
EAN	4066292542631
Bruttogewicht	0.14
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

