



WTW SenTix[®] HW-T 900

Artikelbilder

Beschreibung

IDS Präzisions-pH-Elektrode mit Schliffdiaphragma für ionenarme Medien, Länge 165 mm, mit eingebautem Temperaturfühler, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, 1,5 m Kabel mit wasserdichtem Digitalstecker für MultiLine[®], Mono

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0043
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108113753
EAN	4066292542884
Bruttogewicht	0.37
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90278020

