



## WTW SenTix<sup>®</sup> Mic-D

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

pH-Mikroelektrode mit 3 mm Durchmesser, Flüssigelektrolyt (3 mol/l KCl) und Platindiaphragma, 1 m Kabel mit DIN-Stecker

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	HT-0024
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108113660
EAN	4066292542716
Bruttogewicht	0.14
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

