



WTW SenTix® Sp

Artikelbilder



Beschreibung

pH-Elektrode für Einstichmessungen, zur Messung in Fleisch, Obst und Käse, mit S7-Steckkopf. Ohne Anschlusskabel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0017
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618113645
EAN	4066292542648
Bruttogewicht	0.11
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

