



WTW TetraCon® 325

Artikelbilder



Beschreibung

4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturfühler, 1,5 m Kabel und wasserdichtem Stecker, Zellenkonstante: K=0,475 cm-1

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0666
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618124960
EAN	4066292548398
Bruttogewicht	0.27
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	90279000

