



## neoLab<sup>®</sup> pH-Elektrode Standard DIN

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Der renommierte Schweizer Hersteller hat eine komplette Linie von pH-Elektroden für Labore mit Glaskörper entwickelt.

Die neuen XS-Sensoren sind mit S7-Kopf oder Kabelfixierung mit BNC- oder DIN-Stecker erhältlich.

Eine spezielle Polymerelektrolyt/KCl bzw. KCl Elektrolytlösung in Kombination mit einem Hochleistungsreferenzsystem erzeugt eine vollständige Palette von Elektroden.

Blauer Innenpuffer bietet eine klare Sicht auf den Kontakt mit der inneren pH-Glasmembran.

Alle XS-Sensoren können an marktüblichen pH-Messgeräte angeschlossen werden.

Dieses Modell wurden entwickelt, um die tägliche Arbeit im GLP-Zustand zu erleichtern.

Die interne Seriennummer und das *Zertifikat* sind mit einem Qualitätstest versehen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-0937
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072189532
Temp MAX	100 °C
Temp MIN	-10 °C
Länge	120 mm
geeignet für	Allgemeine Laboranwendungen
DM Elektrode/ Sensor	12 mm
gemessene Größe(n)	pH-Wert
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Datenübertragung	Kabel
Elektrolyt	KCl
Form Spitze	rund
Material Diaphragma	Keramik
Material Elektrode/ Sensor	Borosilikatglas
Messeinheit	pH
Referenz	Ag/AgCl
Typ Elektrode/ Sensor	mit Kabelanschluss
Typ Stecker	Stecker nach DIN 19262

