



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® pH-Elektrode Micro P S7

**205,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Der renommierte Schweizer Hersteller hat eine komplette Linie von pH-Elektroden für Labore mit Glaskörper entwickelt. Die neuen XS-Sensoren sind mit S7-Kopf oder Kabelfixierung mit BNC- oder DIN-Stecker erhältlich. Eine spezielle Polymerelektrolyt/KCl bzw. KCl Elektrolytlösung in Kombination mit einem Hochleistungsreferenzsystem erzeugt eine vollständige Palette von Elektroden. Blauer Innenpuffer bietet eine klare Sicht auf den Kontakt mit der inneren pH-Glasmembran. Alle XS-Sensoren können an marktüblichen pH-Messgeräte angeschlossen werden.

Einige Modelle wurden entwickelt, um die tägliche Arbeit im GLP-Zustand zu erleichtern. Die interne Seriennummer und das Zertifikat sind mit einem Qualitätstest versehen.

Geeignet für: Kleine Probenvolumen < 2 ml mit Protein

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0946
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072189624
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	100 °C
Temp MIN	0 °C
Länge	120 mm
geeignet für	Allgemeine Laboranwendungen
DM Elektrode/ Sensor	12 mm
DM Spitze	3.0 mm
Datenübertragung	Kabel
Elektrolyt	KCl
Form Spitze	rund
Material Diaphragma	Keramik
Material Elektrode/ Sensor	Borosilikatglas
Messeinheit	pH
Referenz	Ag/AgCl
Typ Elektrode/ Sensor	mit Kabelanschluss
Typ Stecker	S7
gemessene Größe(n)	pH-Wert
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH

