



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® pH-Elektrode mod. 201T for pH 7 / pH 70 / pH50

Sonderangebot

73,30 €

Normalpreis

94,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der renommierte Schweizer Hersteller hat eine komplette Linie von pH-Elektroden für Labore mit Kunststoffkörper entwickelt.

Die neuen XS-Sensoren sind mit S7-Kopf oder Kabelfixierung mit BNC- oder DIN-Stecker erhältlich.

Ein spezieller Polymerelektrolyt in Kombination mit einem Hochleistungsreferenzsystem erzeugt eine vollständige Palette von Elektroden.

Blauer Innenpuffer bietet eine klare Sicht auf den Kontakt mit der inneren pH-Glasmembran.

Alle XS-Sensoren können an marktüblichen pH-Messgeräte angeschlossen werden.

Mit Temperatursensor NTC 30 K Ω

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0965
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072189808
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	0 °C
Länge	120 mm
geeignet für	Allgemeine Laboranwendungen
DM Elektrode/ Sensor	12 mm
gemessene Größe(n)	pH-Wert
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Datenübertragung	Kabel
Elektrolyt	Gel
Form Spitze	rund
Material Diaphragma	Keramik
Material Elektrode/ Sensor	Epoxidharz
Messeinheit	pH
Referenz	Ag/AgCl
Typ Elektrode/ Sensor	mit Kabelanschluss
Typ Stecker	BNC

