



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pt1000 Temperaturfühler

111,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Externer Temperatursensor Pt1000 (-200 bis +250°C), 3 x 40 mm, mit 3 m Kabel für Cryo Datenlogger

Technische Daten:

Messbereich:

Extern: -200 bis 350°C (PT 1000 KI.B)

Auflösung: 0,1°C

Genauigkeit:

Extern: ±0,5°C bei -200 bis 250°C zzgl. Fühlergenauigkeit ±

1,0°C (restl. Bereich)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5689
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069971
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	250 °C
Temp MIN	-200 °C
geeignet für	Thermometer
gemessene Größe(n)	Temperatur
Messeinheit	°C

