



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo Tauch-Messspitze TE Typ K (-200 bis +1000 °C), 2 m Thermoleitung für WLAN Datenlogger 2-5713

148,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturfühler für das Funk-Datenlogger -System testo Saveris 2 Passend für Modell 2-T3 Biegsame, massearme Tauch-Messspitze, TE Typ K, ovale Leitung Messbereich: -200°C bis +1000°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0747
Hersteller (Marke)	Testo
alte neoLab ArtikelNr.	2-5731
EAN	4066292355439
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	1000 °C
Temp MIN	-200 °C
Länge	500 mm
geeignet für	Flüssigkeiten
Typ Fühler	Tauchfühler
DM Elektrode/ Sensor	0.2 mm
gemessene Größe(n)	Temperatur
Messeinheit	°C
für Modell Messgerät	Saveris 2-T3 (1-5712)

