



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® Stummelfühler (-20 bis +70 °C) für WLAN Datenlogger 2-5711/2-5713

40,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturfühler für das Funk-Datenlogger -System testo Saveris 2 Passend für Ausführung 2-T2 Stummelfühler;
Messbereich: -20°C bis +70°C

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr. | TO-0792 |
| Hersteller (Marke) | Testo |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-5720 |
| EAN | 4066292355842 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Temp MAX | 70 °C |
| Temp MIN | -20 °C |
| Länge | 35 mm |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Typ Fühler | Einstechfühler kurz (Stummelfühler) |
| DM Elektrode/ Sensor | 3 mm |
| gemessene Größe(n) | Temperatur |
| Messeinheit | °C |
| für Modell Messgerät | Saveris 2-T2 (1-5711) |

