



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Temperatursensor für Magnetrührer, glasbeschichtet

179,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperatursensor als Zubehör für Magnetrührer mit Heizung.
Der Temperaturbereich liegt bei -50 bis 800 °C.
In der Ausführung Glass beschichtet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-6041
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072158200
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	6 mm
Material	Borosilikatglas
Temp MAX	800 °C
Temp MIN	-50 °C
Länge	230 mm
Messgenauigkeit °C	1 °C
Typ Temperaturregelung	PT1000

