Deutschland



neoLab® Versiegelungsklammer für Autoklavierwanne

Artikelbilder

neoLab et al.





Beschreibung

Versiegelungsklammer aus Kunstoff die sicher stellt, dass der Behälter nach der Sterilisation nicht geöffnet wurde, bis er einsatzbereit ist. Dieses vor der Sterilisation platzierte Siegel bricht sofort, wenn der Deckel angehoben wird.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-8184
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072180805

