



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Standhilfe Zubehör für heatMIXcontrol

162,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standhilfe für die Senkrechtlage des Steuergerätes heatMIXcontrol (68300), inkl. Montagematerial. Stabile Standhilfe aus Edelstahl für den platzsparenden Aufbau des Steuergerätes heatMIXcontrol, geordnete Kabelführung rückseitig, einfache Montage. Werkstoff: Edelstahl Versandgewicht (brutto): ca. 1,0 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0066
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101856950
EAN	4058072445065
Bruttogewicht	1
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.72000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	90328900

