




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Verlängerungsleitung bioMIXdrive Zubehör für bioMIXdrive

107,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verlängerungskabel für bioMIXdrive, Länge 3m, temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Versandgewicht (brutto): ca. 0,15 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0044
Hersteller (Marke)	2mag
EAN	4058072444914
Bruttogewicht	0.15
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.09000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	0.00225000 ccm
Zolltarifnummer	85442000

