




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag bioMIXcontrol S Steuergerät für bioMIXdrive 1/2/3/4

1.385,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Steuergerät -stapelbar- für Rührantriebe der Modelle 2mag bioMIXdrive, entwickelt für den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen erwärmungsfreien Dauerbetrieb. Steuergerät für den Anschluss von einem Rührantrieb bioMIXdrive 1, 2, 3 oder 4 mit erwärmungsfreien 6 W pro Rührstelle, erweiterter Drehzahlbereich von 5 bis 250 rpm, ruckfreies und gleichmäßiges Rühren auch bei niedrigsten Drehzahlen. Leistungseinstellung (10-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den absolut erwärmungsfreien Dauerbetrieb z.B. in CO₂-Brutschränken. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, beständiges Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen. Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA für Prozessleitsysteme, RS232, USB, Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), andere Gehäuse (z.B. für HutschieneMontage) sowie Firmwareänderungen auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Drehzahlbereich: 5 – 250 rpm Rührleistung (max.): 40 W Leistungseinstellung: 10 – 100 % (10-stufig) Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Zul. Betriebsbedingungen: 0 up to +40 °C (at 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Anschlusswert: 100-240 V/50-60 Hz/1,5 A Ausgangsspannung: 48 VDC Schutzart: IP20 Maße (BxTxH): 215 x 120 x 57 mm Versandgewicht (brutto): ca. 1,9 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0086
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101859850
EAN	4058072445225
Bruttogewicht	1.9
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.60000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	90328900

