



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag fabFRAME Zubehör für FABdrive

1.091,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stellrahmen zur einfachen und schnellen Erweiterung der Tragkraft und der Stellfläche des Magnetrührers FABdrive. Stabil geschweißte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Beständigkeit, einfache Erweiterung der Stellfläche des Magnetrührers FABdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1000 kg. Keine Montage notwendig. Werkstoff: Edelstahl Maße (LxBxH): 500 x 500 x 76 cm Versandgewicht (brutto): ca. 10,5 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0048
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101858600
EAN	4058072444945
Bruttogewicht	10.5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	9.10000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.60000 m
Verpackungshöhe	0.20000 m
Verpackungstiefe	0.60000 m
Verpackungsvolumen	0.07200000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

