




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag mixBATHcover für MIXdrive 15 Zubehör für MIXdrive 15, Deckel mixBATH

321,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Chemisch beständiger, durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat für mixBATH oder mixBATH PC, zur Minimierung von Verdunstungseffekten. Verschiedene Ausschnitte für die Positionierung des Thermostats im Badbetrieb von MIXdrive 15 und MIXdrive 6 erhältlich. Werkstoff: Polycarbonat Maße (BxTxH): 315 x 575 x 8 mm Versandgewicht (brutto): ca. 2,6 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0029
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101854815
EAN	4058072444754
Bruttogewicht	2.6
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.70000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.63000 m
Verpackungshöhe	0.33000 m
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	0.06652800 ccm
Zolltarifnummer	39239000

