



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e



Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag mixBATHcover für MIXdrive 6 Zubehör für MIXdrive 6, Deckel mixBATH

321,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Chemisch beständiger, durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat für mixBATH oder mixBATH PC, zur Minimierung von Verdunstungseffekten. Verschiedene Ausschnitte für die Positionierung des Thermostats im Badbetrieb von MIXdrive 15 und MIXdrive 6 erhältlich. Werkstoff: Polycarbonat Maße (BxTxH): 315 x 575 x 8 mm Versandgewicht (brutto): ca. 2,6 kg

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | ZU-0028 |
| Hersteller (Marke) | 2mag |
| VGKL Nummer | 101854806 |
| EAN | 4058072444747 |
| Bruttogewicht | 2.6 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 1.70000 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsbreite | 0.63000 m |
| Verpackungshöhe | 0.33000 m |
| Verpackungstiefe | 0.32000 m |
| Verpackungsvolumen | 0.06652800 ccm |
| Zolltarifnummer | 39239000 |

