



Bandelin D 156 Edelstahldeckel

Artikelbilder



Beschreibung

Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird.

Art.-Nr.	BL-0062
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960733004
EAN	4058072504083
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.27000 m
Verpackungshöhe	0.05000 m
Verpackungstiefe	0.17000 m
Verpackungsvolumen	0.00207300 ccm
Zolltarifnummer	84799070



Zusätzliche Informationen