




Bandelin D 514 Edelstahldeckel

Artikelbilder



Beschreibung

Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird.

Art.-Nr.	BL-0068
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960733010
EAN	4058072504137
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.36000 m
Verpackungshöhe	0.05000 m
Verpackungstiefe	0.33000 m
Verpackungsvolumen	0.00537600 ccm
Zolltarifnummer	84799070



Zusätzliche Informationen