



Bandelin DOSIERPUMPE FUER 5 LITER

Artikelbilder



Beschreibung

Die Dosierpumpe ermöglicht die exakte und nutzerfreundliche Entnahme von Reinigungs- und Desinfektionspräparat aus dem Kanister. Ein Verschütten wird zuverlässig verhindert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0048
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072503932
Verpackungsbreite	0.25000 m
Verpackungshöhe	0.08000 m
Verpackungstiefe	0.13000 m
Verpackungsvolumen	0.00250000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

