



## Bandelin KD 0, SIEBKORB

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Edelstahl, Siebgewebe mit sehr feinem Netz zum Einsetzen in Einsatzgefäße oder zur Reinigung von sehr feinen Teilen direkt im Ultraschallbad.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0255
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960736202
EAN	4058072506155
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.08000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.08000 m
Breite	82 mm
Zolltarifnummer	84799070
Höhe	40 mm
Länge	82 mm

