



Bandelin LS 4, LAERMSCHUTZBOX

Artikelbilder



Beschreibung

Ultraschall-Homogenisatoren produzieren Geräusche. Es wird empfohlen, eine Lärmschutzbox, die den Geräuschpegel reduziert, zu verwenden. Öffnungen an der Rückseite für Gaszufuhr oder Durchflussbeschallung. Tür aus Plexiglas zur Prozessbeobachtung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0296
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530709301
EAN	4058072506681
Bruttogewicht	13.1
Nettogewicht	10.80000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.66000 m
Verpackungshöhe	0.46000 m
Verpackungstiefe	0.45500 m
Verpackungsvolumen	0.13813800 ccm
Breite	300 mm
Zolltarifnummer	84799070
Höhe	460 mm
Länge	360 mm

