



Bandelin MS 73, MIKROSPITZE

Artikelbilder



Beschreibung

Sonotroden übertragen die mechanischen Schwingungen in die Probe, sind thermostabil, autoklavierbar und beständig gegen korrosive Medien. Probenvolumen, Gefäßdurchmesser und gewünschte Amplitude bestimmen Geräteauswahl und Sonotrodentyp. Eine hohe Amplitude bedeutet eine besonders intensive Beschallung. Der Anschluss der Sonotrode erfolgt an Stufen- oder Boosterhörner. Alle BANDELIN Sonotroden werden aus der Titanlegierung TiAl6V4 (3.7165) gefertigt. Mikrospitzen sind Sonotroden mit besonders dünner Spitze, was die Beschallung kleiner Volumina mit einer hohen Amplitude und damit hoher Ultraschall-Wirkung ermöglicht.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0315
Reg. Markenzeichen	SONOPULS ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530703065
EAN	4058072506902
Durchmesser	3 mm
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.03000 m
Verpackungstiefe	0.07000 m
Verpackungsvolumen	0.00047300 ccm
Zolltarifnummer	84799070

