



Bandelin PD 04, SIEBKORB

Artikelbilder



Beschreibung

Siebkorb mit sehr feinem Netz zum Einsetzen in Einsatzgefäße oder zur Reinigung von sehr feinen Teilen direkt im Ultraschallbad.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0008
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960736204
EAN	4058072503567
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.07000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.07000 m
Verpackungsvolumen	0.00046600 ccm
Breite	75 mm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	50 mm
Länge	75 mm

