



Bandelin TR 110 Tellerresonator

Artikelbilder



Beschreibung

Geeignet für die indirekte Beschallung von bis zu 14 Proben. · Probenhalter für unterschiedliche Vialgrößen · anschließbar an ein Kühlsystem über mitgelieferte Schläuche

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0556
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072506568
Bruttogewicht	6.6
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.66000 m
Verpackungshöhe	0.27500 m
Verpackungstiefe	0.45500 m
Verpackungsvolumen	0.12547100 ccm
Zolltarifnummer	84799070

