




Bandelin Zubehör für BactoSonic

Artikelbilder



Beschreibung

Zubehörsatz für das Ultraschall-Spezialbad "BactoSonic" bestehend aus: Implantatboxen: IB 5 (2 St.), IB 6 (2 St.), IB 10, IB 18, IB 20; Material: Polypropylen (unsteril verpackt) Boxenträger: BT 5, BT 6, BT 10, BT 18; Material: Polycarbonat Boxenträger: GH 14; Material: Edelstahl Folientestrahmen FT 14

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0527
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072505356
Bruttogewicht	7.1
Nettogewicht	5.60000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.45000 m
Verpackungshöhe	0.37500 m
Verpackungstiefe	0.39000 m
Zolltarifnummer	84799070

