



## SmartRack<sup>®</sup> Ablagebox-Einsatz – für Zentrifugenröhrchen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Das Modul kann passgenau in die Ablagebox eingelegt werden und ermöglicht ein einfaches Aufbewahren und Fixieren von Zentrifugenröhrchen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BS-0010
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683754
geeignet für	Zentrifugenröhrchen

