



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SmartRack® Magnet für Pipettenspitzenboxen

**2,99 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der Magnet kann in eine Pipettenspitzenbox eingelegt werden und ermöglicht dadurch den sicheren Halt der Pipettenspitzenbox auf der Halterung für Pipettenspitzenboxen.

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | BS-0044        |
| Hersteller (Marke)  | SmartRack      |
| EAN                 | 4066292684096  |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

