



## SmartRack® Ablagebox

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Das Modul ist die Basis für die Aufbewahrung und Fixierung von diversem kleineren Laborequipment. Die Ablagebox hat ein Fassungsvermögen von maximal drei Ablagebox-Einsätzen, die individuell angeordnet und kombiniert werden können. Alternativ kann die Ablagebox auch ohne Ablagebox-Einsätze genutzt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BS-0001
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683662

