



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für 3 Pipetten mit Haken

69,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von bis zu drei Pipetten mit Haken. Die Pipettenspitzen werden dabei nicht belastet und somit auch nicht verunreinigt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0014
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683792
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	3 Pipetten mit Haken

