




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für Chromatographiesäulen

69,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein müheloses Einhängen von Chromatographiesäulen. Die Halterung passt sich über einen Schnappmechanismus dem Säulenumfang an und bietet so einen sicheren Halt. Ab einer Länge von mehr als 15 cm der eingehängenen Gerätschaft empfiehlt sich die Verwendung von zwei übereinander angeordneten Modulen, um die Stabilität des Aufbaus zu gewährleisten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0016
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683815
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Chromatographiesäulen

