Deutschland



## SmartRack® Halterung für Chromatographiesäulen

## **Artikelbilder**

neoLab et al.







## **Beschreibung**

Das Modul ermöglicht ein müheloses Einhängen von Chromatographiesäulen. Die Halterung passt sich über einen Schnappmechanismus dem Säulenumfang an und bietet so einen sicheren Halt. Ab einer Länge von mehr als 15 cm der eingehangenen Gerätschaft empfiehlt sich die Verwendung von zwei übereinander angeordneten Modulen, um die Stabilität des Aufbaus zu gewährleisten.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BS-0017
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683822
geeignet für	Chromatographiesäulen

