



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für Erlenmeyerkolben

69,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Erlenmeyerkolben mit Bördelrand. Durch die gewölbte Front wird der Erlenmeyerkolben sicher im Modul fixiert und ist gegen ein Herausfallen geschützt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0019
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683846
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Erlenmeyerkolben

