




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SmartRack® Halterung für Glasgeräte mit NS14, verlängert

**59,99 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Das Modul entspricht in Aufbau und Funktion dem Modul Halterung für Glasgeräte mit NS14. Die verlängerte Variante eignet sich jedoch besonders zum vereinfachten Aufhängen von z.B. besonders großen Rundkolben oder Scheidetrichern.

### Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS14

Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 17,2 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)

Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 18,0 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | BS-0022        |
| Hersteller (Marke)  | SmartRack      |
| EAN                 | 4066292683877  |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| geeignet für        | Glasgeräte     |

