



## SmartRack® Halterung für Handschuh-/Tissueboxen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Handschuh- oder Tissueboxen. Die Breite der Halterung kann individuell eingestellt und an die Größe verschiedener Boxen angepasst werden. Durch den Auszug des Verbrauchsmaterials nach unten kann dieses auch bei niedrigem Füllstand der Box einfach entnommen werden.

## Zusätzliche Informationen

---

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Art.-Nr.           | BS-0026                |
| Hersteller (Marke) | Better Basics          |
| EAN                | 4066292683914          |
| geeignet für       | Handschuh-/Tissueboxen |

