



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für Handschuh- /Tissueboxen

89,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Handschuh- oder Tissueboxen. Die Breite der Halterung kann individuell eingestellt und an die Größe verschiedener Boxen angepasst werden. Durch den Auszug des Verbrauchsmaterials nach unten kann dieses auch bei niedrigem Füllstand der Box einfach entnommen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0026
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683914
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Handschuh-/Tissueboxen

