



SmartRack® Halterung für Laborgewindeflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Laborgewindeflaschen. Das Modul ist mit einem drehbaren Verschlussring ausgestattet, durch den die Laborgewindeflaschen gegen ein Herausfallen zusätzlich geschützt sind.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0030
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683952
geeignet für	Laborgewindeflaschen

