



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für Laborgewindeflaschen

64,99 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Laborgewindeflaschen. Das Modul ist mit einem drehbaren Verschlussring ausgestattet, durch den die Laborgewindeflaschen gegen ein Herausfallen zusätzlich geschützt sind.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0030
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683952
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Laborgewindeflaschen

