




SmartRack® Halterung für Mikroliterspritzen

Artikelbilder



Beschreibung

Das Modul ermöglicht das sichere Einhängen von drei Mikroliterspritzen. Durch den Schnappmechanismus haben die eingehangenen Mikroliterspritzen einen sicheren Halt. Durch die Form des Moduls werden die Kanülen der Mikroliterspritzen abgeschirmt und der Nutzer somit gegen eine unbeabsichtigte Berührung mit der Kanülenspitze geschützt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0031
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683969
geeignet für	Mikroliterspritzen

