



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SmartRack® Halterung für Pipettenspitzenboxen

54,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Fixieren von Pipettenspitzenboxen verschiedener Hersteller und verschiedener Größen. Durch einen in das Modul integrierten Magneten sowie einen zweiten Magneten, der vom Anwender in die Pipettenspitzenbox eingelegt wird, ist ein sicherer Halt der Box gewährleistet. Für die Arbeit mit mehreren Pipettenspitzenboxen können weitere Magneten hinzubestellt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0033
Hersteller (Marke)	SmartRack
EAN	4066292683983
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Pipettenspitzenboxen

