



SmartRack[®] Halterung für Well Plates

Artikelbilder



Beschreibung

In das Modul können Well Plates eingelegt und gleichzeitig auch gestapelt werden. Durch die waagerechte Ausrichtung wird eine optimale Lagerung, beispielsweise von Zellkulturen, gewährleistet.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr. | BS-0043 |
| Hersteller (Marke) | Better Basics |
| EAN | 4066292684089 |
| geeignet für | Well plates |

