




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Mini cooler PCR, PP, für 0,2 ml Gef. / 8/12er-Strips / 96-well-Platten

127,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

PP. Zum Schutz der Proben vor Erwärmung. Der Mini cooler PCR hält Proben für ca. 3 Stunden bei 4 °C. Das Isoliergel wechselt bei 7 °C von violett auf pink. Geeignet für 0,2 ml Einzelgefäße, 8er-Strips und 12er-Strips sowie 96-well PCR-Platten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2207
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104981260
EAN	4058072176426
Bruttogewicht	0.5173
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.42600 kg
Ursprungsland	USA
Verpackungsbreite	0.11000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.19000 m
Verpackungsvolumen	2090.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

