



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Ansaugrohr 500 mm lang, für Seripettor, 2 St./Pack

7,35 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ansaugrohr aus PP.

Nicht autoklavierbar.

Best.-Nr. E-1332

Länge: 500 mm

Zubehör für seripettor® (Best.-Nr. E-1326 und E-1327)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1716
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	E-1332
EAN	4058072210182
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Länge	500 mm
geeignet für	Seripettor
Hersteller	Brand
für Art.-Nr.	E-1326, E-1327

