



Bühler Federklammer 500 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Zur Befestigung auf den Universalablaren. Größen auf Erlenmeyerkolben abgestimmt, jedoch auch für Rundkolben, Bechergläser etc. verwendbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0177
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bühler
EAN	4058072623890
Bruttogewicht	0.5
Nettogewicht	0.11000 kg
Material	Edelstahl
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	84799070

