



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Adapter, für 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL und 15 mL konische Gefäße, 2 Stück

313,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter, für 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL und 15 mL konische Gefäße, für Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 Rundbecher und Rotor S-4x750, 2 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2256
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072422899
Bruttogewicht	0.85
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.80000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.22000 m
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.16000 m
Verpackungsvolumen	5000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100

